

EF-02D

Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung
& Online* Filter



Mehr Lebensqualität
für Ihre Patienten

EF-02D Filter für:

- DBB-EXA
- DBB-EXA ES
- DBB-07
- DBB-06
- DBB-05
(ab SN 63133-01)



Die Filter sind bequem
von vorne zugänglich.



Datenblatt

Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung & Online* Filter EF-02D



Filter für Dialysierflüssigkeitsreinigung zur Herstellung von ultrareiner Dialysierflüssigkeit. In Verbindung mit dem Filter zur Dialysatreinigung EFL-015 (zur einmaligen Verwendung) oder mit zwei* EF-02D kann Substitutionslösung für die Hämofiltration oder Hämodiafiltration durch das Dialysesystem hergestellt werden.

Spezifikationen

Endotoxinretentionsfilter (ETRF)	EF-02D (trocken)
Membranoberfläche (m ²)	1,0
Membranwandstärke (µm)	50
Kapillarinendurchmesser (µm)	210
Membranmaterial	PEPA® Polyester Polymer Alloy
Gehäusematerial	Polysulfon
Vergußmasse	Polyurethan
Dichtungsmaterial	Silikon
Deckelmaterial	Polysulfon
Sterilisation	Gamma Strahlen
Für NIKKISO Dialysesysteme	DBB-EXA, DBB-EXA ES, DBB-07, DBB-06, DBB-05 (ab SN 63133-01)

Leistungsdaten

Logarithmischer Reduktionsfaktor für Bakterien (LRV)	≥ 8
Logarithmischer Reduktionsfaktor für Endotoxine (LRV)	≥ 3
Filtrationsfaktor (mL/h x mmHg)	480
Maximale Standzeit (Stunden)	750

Zugelassene Desinfektionsmittel

Zitronensäure, Peressigsäure, Natriumhypochlorid
Für detaillierte Informationen zum Einsatz von Chemikalien zur Reinigung und Desinfektion beachten Sie bitte die Hinweise in der Gebrauchsanweisung für das Dialysesystem.

** Herstellung von Substitutionslösung für die Online HF/HDF Behandlung mit zwei EF-02D als doppelte (Kaskaden-) Filtration in Verbindung mit den NIKKISO DBB-07, DBB-EXA und DBB-EXA ES Dialysesystemen.*

www.nikkisomedical.eu



NIKKISO CO., LTD.
20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku
Tokyo 150-6022, Japan

Telefon: +81-3-3443-3727

Telefax: +81-3-3440-0681

Internet: www.nikkiso.com



NIKKISO Medical Europe GmbH
Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg

Telefon: +49 40 414629 - 0

Telefax: +49 40 414629 - 49

E-Mail: info@nikkisomedical.eu

NIKKISO Medical Europe GmbH
Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg

Telefon: +49 40 414629 - 0

Telefax: +49 40 414629 - 49

E-Mail: info@nikkisomedical.eu